

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc2A13 Per Wb, Elisa - Q96Qe2

Numero articolo: CM0030728

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC2A13 (HMIT), un cotrasportatore di mioinositolo protonico, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Per la ricerca nel campo delle neuroscienze e sui trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC2A13 Rabbit pAb
Note / Alias	HMIT; SLC2A13
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	114134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 564-648 di SLC2A13 umano (NP_443117.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96QE2
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio