

Anticorpo Policlonale Anti-Slc2A4Rg Per Wb, Elisa - Q9Nr83

Numero articolo: CM0022053



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC2A4RG di alta qualità per Western blotting ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Ideale per studiare i meccanismi di regolazione genica di GLUT4 e della malattia di Huntington.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC2A4RG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56731
GeneID	56731
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 di SLC2A4RG umano (NP_064446.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	Q9NR83
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio