

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc2A5 (Glut5) Per Wb, Elisa - P22732

Numero articolo: CM0015643

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC2A5 (GLUT5), validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Adatto per la ricerca sul trasportatore del fruttosio e studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-SLC2A5
Note/Alias	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
Specie	Umano
GenelD (umano)	6518
GenelD	6518
Immunogeno	Peptide sintetico, corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SLC2A5 umano (NP_003030.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P22732
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio