


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc2A9 Per Wb Ed Elisa - Q9Nrm0

Numero articolo: CM0017306



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC2A9 (GLUT9/URATv1), un trasportatore degli urati ad alta capacità. Adatto per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto degli urati, sulla funzione renale e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC2A9 Rabbit pAb
Note/alias	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	56606
GeneID	56606
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 429-529 di SLC2A9 umano (NP_064425.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9NRM0
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante