

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc30A6 (Trasportatore Di Zinco 6) Per Wb E Elisa - Q6Nxt4

Numero articolo: CM0017952

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC30A6 (ZNT6) umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva il trasportatore di zinco 6 umano, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 51 kDa. Adatto per la ricerca sull'omeostasi dello zinco e la via secretoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC30A6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55676
GeneID	55676
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 252-461 di SLC30A6 umano (NP_060434.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6NXT4
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio