

Anticorpo Policlonale Anti-Slc31A1 Per Wb, Elisa - O15431

Numero articolo: CM0017400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC31A1 umano (CTR1, trasportatore 1 del rame). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul metabolismo del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC31A1 Rabbit pAb
Note/Alias	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Specie	Uomo
ID genico (umano)	1317
ID genico	1317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di SLC31A1 umano (NP_001850.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15431
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante