

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc32A1 Per Wb - Q9H598

Numero articolo: CM0028051

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC32A1 umano (VGAT/VIAAT), adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della neurotrasmissione inibitoria e del carico delle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC32A1 Rabbit pAb
Note/Alias	VGAT, VIAAT, SLC32A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140679
GeneID	140679
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-525 di SLC32A1 umano (Q9H598)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H598
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio