

Anticorpo Policlonale Anti-Slc32A1/Vgat Per Wb E Elisa - Q9H598

Numero articolo: CM0014578

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC32A1/VGAT convalidato per WB e ELISA, riconosce il trasportatore vescicolare di amminoacidi inibitori umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca sulla neurotrasmissione inibitoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC32A1 Rabbit pAb
Note/Alias	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	140679
GeneID	140679
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di SLC32A1 umano (NP_542119.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H598
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio