

Anticorpo Policlonale Anti-Slc34A1 Per Wb, Elisa - Q06495

Numero articolo: CM0027617

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC34A1 umano (NaPi-2a), validato per WB ed ELISA. Rileva SLC34A1 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio del trasporto del fosfato nelle membrane del borde in spazzola renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC34A1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6569
GeneID	6569
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 562-639 di SLC34A1 umano (NP_003043.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q06495
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio