

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc34A1 Per Wb E Elisa - Q06495

Numero articolo: CM0018377

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SLC34A1 (NaPi-2a), validato per WB e ELISA. Rileva il cotrasportatore renale sodio-fosfato umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto dei fosfati e sulle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC34A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPT1a; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6569
Gene ID	6569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 562-639 di SLC34A1 umano (NP_003043.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q06495
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio