

Anticorpo Policlonale Anti-Slc34A2 Per Wb E Elisa - 095436

Numero articolo: CM0026088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC34A2 convalidato per Western blot (WB) e ELISA, reattivo con Uomo, Topo e Ratto. Adatto per lo studio del trasporto del fosfato dipendente dal sodio nelle cellule alveolari di tipo II polmonari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC34A2 Rabbit pAb
Note/Alias	PULAM; NPT1Ib; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-I1b; SLC34A2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10568
GeneID	10568
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-362 della proteina SLC34A2 umana (NP_001171469.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95436
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio