

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc34A3 Per Wb/Elisa - Q8N130

Numero articolo: CM0018151

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SLC34A3 umano (NaPi-2c, NPT2C) validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di rene umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sul trasporto renale di fosfato e HHRH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	SLC34A3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HHRH; NPT2C; NPT1c; SLC34A3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	142680
GenelD	142680
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-117 di SLC34A3 umano (NP_543153.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N130
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio