

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc35A1 Per Wb, Elisa - P78382

Numero articolo: CM0014369

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla SLC35A1 umana (trasportatore di acido sialico CMP). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla glicosilazione e sul trasporto di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	SLC35A1 Rabbit pAb
Note/Alias	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10559
Gene ID	10559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della SLC35A1 umana (NP_006407.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P78382
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio