

Anticorpo Policlonale Anti-Slc35A2 Per If/Icc E Elisa - P78381

Numero articolo: CM0029066

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC35A2 umano (traslocatore UDP-galattosio). Validato per IF/ICC e ELISA. Adatto per lo studio della glicosilazione e del trasporto nel Golgi - P78381.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC35A2 Rabbit pAb
Note/Alias	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
Specie	Uomo
GeneID	7355
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 di SLC35A2 umano (NP_001027460.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P78381
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio