

Anticorpo Policlonale Anti-Slc35D3 Per Wb, Elisa - Q5M8T2

Numero articolo: CM0023235

introduzione

Anticorpo policlonale SLC35D3 di coniglio (Gene ID: 340146) validato per WB e ELISA. Rileva la SLC35D3 umana, un probabile trasportatore di UDP-glucosio coinvolto nella funzione delle vescicole sinaptiche e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC35D3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FRCL1; SLC35D3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	340146
Gene ID	340146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-390 della SLC35D3 umana (NP_001008783.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5M8T2
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio