


Anticorpo Policlonale Anti-Slc37A4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43826

Numero articolo: CM0017048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC37A4 (G6PT) umano per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca sull'omeostasi del glucosio e le malattie da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC37A4 Rabbit pAb
Note / Alias	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2542
GeneID	2542
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 330-429 di SLC37A4 umano (NP_001458.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43826
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio