

Anticorpo Policlonale Anti-Slc39A11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Bwy7

Numero articolo: CM0021302

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il trasportatore di zinco Slc39a11 (ZIP-11) del topo. Validato per western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con proteine umane e di ratto. Ideale per studi sull'omeostasi degli ioni metallici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Slc39a11
Note/Alias	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
Specie	Topo
GeneID	69806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-174 di Slc39a11 di topo (NP_001159975.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8BWY7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio