

Anticorpo Policlonale Anti-Slc39A2 Per Wb, Elisa - Q9Np94

Numero articolo: CM0021225

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC39A2 umano (ZIP2), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il ratto. Adatto per studi sul trasporto dello zinco e sulla differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC39A2 Rabbit pAb
Note/Alias	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29986
GeneID	29986
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SLC39A2 umano (NP_055394.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Rat
SWISS	Q9NP94
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio