

Anticorpo Policlonale Anti-Slc39A4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Numero articolo: CM0028349

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC39A4 (ZIP4) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Trasportatore di zinco essenziale per l'assorbimento dello zinco alimentare; ideale per la ricerca sul metabolismo dello zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC39A4 Rabbit pAb
Note / Alias	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Specie	Uomo
GeneID	55630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-327 di SLC39A4 umano (NP_570901.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6P5W5
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio