

Anticorpo Policlonale Anti-Slc39A6 Per Wb, Elisa - Q13433

Numero articolo: CM0025608

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SLC39A6 umano (ZIP6/LIV-1), un trasportatore di zinco coinvolto nella TEM. Validato per Western blot (85 kDa) e ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per ricerche sul cancro, immunologia e omeostasi dello zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC39A6 pAb coniglio
Note/Alias	LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6
Specie	Umano
GeneID	25800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 170-320 di SLC39A6 umano (NP_001092876.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13433
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio