

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc39A7 (Zip7) Per Wb E Elisa - Q92504

Numero articolo: CM0029798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC39A7 (ZIP7), un trasportatore di zinco del reticolo endoplasmatico/Golgi fondamentale per l'omeostasi dello zinco, lo sviluppo delle cellule B e la segnalazione cellulare. Convalidato per WB e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC39A7 Rabbit pAb
Note/Alias	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-380 della proteina SLC39A7 umana (NP_008910.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92504
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Ghiaccio secco