

Anticorpo Policlonale Anti-Slc39A8 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9C0K1

Numero articolo: CM0024087

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia l'SLC39A8 (ZIP8) umano, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Adatto per lo studio del trasporto di zinco/manganese, della regolazione immunitaria e dell'omeostasi dei metalli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC39A8 Rabbit pAb
Note/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64116
GeneID	64116
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'SLC39A8 umano (NP_071437.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9C0K1
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio