


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc3A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Numero articolo: CM0028249



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SLC3A1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto degli aminoacidi e sulle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC3A1 Rabbit pAb
Note/Alias	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6519
ID Gene	6519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 416-685 di SLC3A1 umano (NP_000332.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07837
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio