


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc3A2/Cd98Hc Per Wb, Elisa - P08195

Numero articolo: CM0024124



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC3A2/CD98hc, adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto degli aminoacidi, la segnalazione delle integrine e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6520
ID Gene	6520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 461-630 di SLC3A2/CD98hc umano (NP_002385.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08195
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio