


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc40A1 Per Wb Ed Elisa - Q9Np59

Numero articolo: CM0013742



introduzione

Anticorpo policlonale specifico di coniglio anti-SLC40A1 per Western blot ed ELISA. Rileva la ferroportina umana e murina (Q9NP59), un esportatore chiave del ferro. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC40A1 Rabbit pAb
Note/alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	30061
GeneID	30061
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-300 della SLC40A1 umana (NP_055400.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9NP59
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante