


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc40A1 Per Wb, Elisa - Q9Np59

Numero articolo: CM0014173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC40A1 umano (Ferroportina) validato per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con la ferroportina umana e murina. Adatto per la ricerca sull'omeostasi del ferro e l'emocromatosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC40A1 Rabbit pAb
Note/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	30061
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-270 di SLC40A1 umano (NP_055400.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NP59
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio