

Anticorpo Policlonale Anti-Slc44A1 Per Wb, Elisa - Q8Wwi5

Numero articolo: CM0017695



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SLC44A1 umano (proteina simile al trasportatore di colina 1). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi sul trasporto della colina e sulla sintesi di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC44A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	23446
GeneID	23446
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-210 di SLC44A1 umano (NP_536856.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWI5
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio