

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc46A1 Per Wb E Elisa - Q96Nt5

Numero articolo: CM0030125

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro la regione N-terminale di SLC46A1 umano (PCFT/HCP1). Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Rileva SLC46A1 endogeno in umano, topo e ratto. Per la ricerca sul trasporto del folato e il traffico dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC46A1
Osservazioni/Alias	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	113235
GeneID	113235
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di SLC46A1 umano (NP_001229295.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96NT5
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio