


Anticorpo Policlonale Anti-Slc4A11 Per Wb, Elisa - Q8Nbs3

Numero articolo: CM0019644



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano SLC4A11 (NaBC1) per WB, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Utile per la ricerca sul trasporto del boro, la distrofia corneale e l'omeostasi ionica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC4A11 Rabbit pAb
Note/Alias	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dj794f6.2; SLC4A11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83959
GeneID	83959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'umano SLC4A11 (NP_001167560.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NBS3
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio