


Anticorpo Policlonale Anti-Slc4A2 Per Wb, Elisa - P04920

Numero articolo: CM0029277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina di scambio anionico 2 umana (SLC4A2/AE2). Validato per WB e ELISA, questo reagente rileva un antiportatore cloruro/bicarbonato di 137 kDa, fondamentale per la funzione degli osteoclasti e la regolazione del pH intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC4A2 Rabbit pAb
Note / Alias	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6522
ID gene	6522
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	P04920
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio