

Anti-Slc4A4 / Nbc Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Numero articolo: CM0029673



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC4A4/NBC umano (cotrasportatore elettrogenico di sodio bicarbonato 1), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto di ioni e sulla regolazione del pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	SLC4A4 / NBC Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCE1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCE1-A; SLC4A4 / NBC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8671
GeneID	8671
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 978-1078 di SLC4A4 / NBC umano (NP_001091954.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6R1
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio