

Anticorpo Policlonale Anti-Slc4A5 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

Numero articolo: CM0016357

introduzione

Anticorpo policlonale SLC4A5 da coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva il cotrasportatore elettrogeno sodio bicarbonato 4 (NBCe2) umano, di topo e ratto per la ricerca sul trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC4A5 pAb da coniglio
Annotazioni/alias	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1042-1121 di SLC4A5 umano (NP_597812.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY07
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio