


Anticorpo Policlonale Anti-Slc4A7 Per Wb - Q9Y6M7

Numero articolo: CM0016002



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC4A7 di CamelBio (WB, ELISA) rileva SLC4A7 umano e murino. Ideale per lo studio del cotrasporto del bicarbonato di sodio e della regolazione del pH nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC4A7 Rabbit pAb
Note/Alias	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9497
ID del gene	9497
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1151-1214 di SLC4A7 umano (NP_003606.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9Y6M7
Peso della proteina	136 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante