

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc4A8 Per Wb, Elisa - Q2Y0W8

Numero articolo: CM0018716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC4A8 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla regolazione del pH e il trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC4A8 Rabbit pAb
Note/Alias	NBC3, NDCBE, SLC4A8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di SLC4A8 umano (NP_001035049.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q2Y0W8
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio