

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc5A1 Per Wb, Elisa - P13866

Numero articolo: CM0014893



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC5A1 validato per WB ed ELISA, specificamente reattivo con campioni umani. Ideale per lo studio del cotrasportatore 1 sodio/glucosio nell'assorbimento intestinale del glucosio e nella biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC5A1 Rabbit pAb
Note/alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Specie	Umano
GeneID	6523
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di SLC5A1 umano (NP_000334.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13866
Peso della proteina	73kDa
Spedizione	Borsa refrigerante