

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc5A2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

Numero articolo: CM0022832



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano SLC5A2 (SGLT2), validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, di topo e di ratto, con un peso molecolare calcolato di 73 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	SLC5A2 Rabbit pAb
Note/Alias	SGLT2; SLC5A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6524
GeneID	6524
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 564-624 dell'umano SLC5A2 (NP_003032.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31639
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio