

Anticorpo Policlonale Anti-Slc5A3 Per Wb, Elisa - P53794

Numero articolo: CM0019021

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC5A3, validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sul cotrasporto sodio/mio-inositolo, stress osmotico e regolazione dei canali ionici. Peso previsto 80kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC5A3 Rabbit pAb
Note/Alias	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6526
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 535-695 di SLC5A3 umano (NP_008864.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53794
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio