

Anticorpo Policlonale Anti-Slc5A5 Per Wb, Elisa - Q92911

Numero articolo: CM0027400

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro SLC5A5 (cotrasportatore sodio/iodio) umano. Adatto per Western blot e ELISA, rileva NIS umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla tiroide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC5A5 Rabbit pAb
Note/Alias	NIS; TDH1; SLC5A5
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6528
ID gene	6528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 544-643 di SLC5A5 umano (NP_000444.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92911
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio