


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc5A7 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Numero articolo: CM0028400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per il trasportatore di colina ad alta affinità SLC5A7 (CHT1) validato per WB, IF-P, ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sui neuroni colinergici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC5A7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNVP; SLC5A7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	60482
GeneID	60482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 503-580 di SLC5A7 umano (NP_068587.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV3
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio