

Anticorpo Policlonale Anti-Slc5A9 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q2M3M2

Numero articolo: CM0023368

introduzione

Anticorpo policlonale anti-SLC5A9 da coniglio validato per WB e ELISA. Reagisce con SLC5A9/SGLT4 (74 kDa) umano e di topo, un cotrasportatore sodio/glucosio coinvolto nel trasporto del mannosio. Adatto per ricerche sul trasporto ionico e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC5A9 Rabbit pAb
Note/Alias	SGLT4; SLC5A9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	200010
GeneID	200010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-320 di SLC5A9 umano (NP_001011547.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q2M3M2
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato