


Anticorpo Policlonale Anti-Slc6A1 Per Wb, Elisa - P30531

Numero articolo: CM0018037



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC6A1 (GAT1) umano, ottenuto contro un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 500-599. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle neuroscienze e sui trasportatori GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC6A1 Rabbit pAb
Note / Alias	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6529
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-599 di SLC6A1 umano (NP_003033.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30531
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio