

Anticorpo Policlonale Anti-Slc6A14 Per Wb, Elisa - Q9Un76

Numero articolo: CM0015329

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC6A14 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Il bersaglio è un trasportatore di amminoacidi neutri e basici dipendente da sodio e cloruro B(0+).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC6A14 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BMIQ11; SLC6A14
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11254
Gene ID	11254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 131-234 di SLC6A14 umano (NP_009162.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UN76
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio