

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc6A2 (Trasportatore Della Norepinefrina) Per Wb Ed Elisa - P23975

Numero articolo: CM0012951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC6A2 umano (Trasportatore della norepinefrina, NET) validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca neuroscientifica e studi sui trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC6A2 Rabbit pAb
Note/Sinonimi	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6530
ID Gene	6530
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-235 di SLC6A2 umano (NP_478066.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23975
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio