

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Slc6A2 Per Wb, Elisa - P23975

Numero articolo: CM0006615



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting SLC6A2 umano (NET, trasportatore della noradrenalina) validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studi sul reuptake dei neurotrasmettitori e ricerche sul sistema nervoso simpatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	SLC6A2 Rabbit mAb
Note/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6530
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di SLC6A2 umano (NP_001034.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P23975
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio