

Anticorpo Policlonale Anti-Slc6A5 (Glyt2) Per Wb Ed Elisa - Q9Y345

Numero articolo: CM0012891

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al trasportatore di glicina 2 umano SLC6A5. Validato per Western blotting ed ELISA, rileva la GlyT2 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica e sui trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC6A5
Note/Alias	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Specie Bersaglio	Umano
GeneID	9152 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-200 di SLC6A5 umano (NP_004202.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y345
Peso Proteico	87 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio