


Anticorpo Policlonale Anti-Slc6A6 Per Wb E Elisa - P31641

Numero articolo: CM0013928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC6A6 umano (trasportatore di taurina, TauT). Validato per Western blot (WB) ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto della taurina, dei meccanismi anti-invecchiamento e della funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC6A6 Rabbit pAb
Note/Alias	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6533
Gene ID	6533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 250-320 di SLC6A6 umano (NP_001127839.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31641
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio