

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc6A8 Per Wb Ed Elisa - P48029

Numero articolo: CM0022954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC6A8 umano (trasportatore della creatina), adatto per WB ed ELISA; reagisce anche con il topo. Supporta la ricerca sul trasporto della creatina nel cervello e nei muscoli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC6A8 pAb di coniglio
Note/alias	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6535
GeneID	6535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 539-635 di SLC6A8 umano (NP_005620.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P48029
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante