

Anticorpo Policlonale Anti-Slc6A9 Per Wb Ed Elisa - P48067

Numero articolo: CM0019464



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al trasportatore di glicina SLC6A9 umano (GLYT1). Adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Peso molecolare previsto: 78 kDa. Ideale per studi di neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC6A9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6536
ID Gene	6536
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di SLC6A9 umano (NP_964012.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P48067
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio