

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Slc7A11/Xct [Convalidato Kd] Per Wb - Q9Upy5

Numero articolo: CM0008179



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato che riconosce SLC7A11/xCT (trasportatore cistina/glutammato). Adatto per WB, IHC-P, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Immunogeno proteina ricombinante. 55 kDa. Ideale per la ricerca sulla ferroptosi e sul redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio [Convalidato KD] SLC7A11/xCT
Note/Alias	xCT; CCBR1; SLC7A11/xCT
Specie	Umano
GeneID	23657
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPY5
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio