

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc7A11/Xct Per Wb E Elisa - Q9Upy5

Numero articolo: CM0012833



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SLC7A11/xCT umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Non coniugato, 55 kDa. Ideale per studi sullo stress ossidativo, la ferroptosi e il trasporto degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC7A11/xCT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	xCT; CCB1; SLC7A11/xCT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23657
GeneID	23657
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SLC7A11/xCT umano (NP_055146.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPY5
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio